

# neodisher® MediZym

Nestemäinen, pH-neutraali puhdistusaine erikoispesukoneisiin



## Käyttötarkoitus:

Kirurgisille instrumenteille, anestesiavälineistölle, taipuisille endoskoopeille, kontainereille ja muiden lääkinnällisten välineiden mekaaniseen puhdistukseen.

## Ominaisuudet:

neodisher MediZym on pH-neutraali ympäristöystävällinen puhdistusaine, joka sisältää entsyymejä ja muita puhdistavia aineosia. Kuivuneet ja denaturoituneet verijäämät puhdistuvat hyvin neodisher MediZymillä ja se on hellävarainen välineille.

neodisher MediZym- käyttöliuos sopii ruostumattomalle teräkselle, instrumenttien metalleille, kevytmetallille, lasille, normaaleille muoveille, anestesiavälineistölle ja taipuisille endoskoopeille.

## Käyttö ja annostelu:

Instrumenttien koneelliseen puhdistukseen:

0.2 - 1 % (2 - 10 ml/l), 40 - 50 °C

Taipuisien endoskooppien koneelliseen puhdistukseen:

0,5 % (5 ml/l)

Manuaalinen puhdistus:

Liotus: 0,5 – 2 %, 20 - 30 min

Ultraäänikylpy: 0,5 – 2 %, 5 - 10 min

Pesuliuos voidaan halutessa lämmittää max.45 °C.

Vaihda neodisher MediZym käyttöliuos vähintään kerran päivässä.

neodisher MediZym- liuos pitää huuhtoa huolellisesti pois (mieluiten deionisoidulla vedellä).

Älä sekoita muiden aineiden kanssa.

Vain ammattikäyttöön.

## Tekniset tiedot:

Ominaispaino (20 °C): 1.0 g/cm<sup>3</sup>

pH-arvo (määritetty deionisoidulla vedellä, 20 °C) 0.2 - 2 %: 7.6 – 7.7

Viskositeetti (tiiviste, 20 °C): < 10 mPas

## Valmistusaineet:

Valmistusaineet noudattavat puhdistusaineille luotuja normeja (EC) No 648/2004:

< 5 %, anionisia tensidejä

myös entsyymejä, säilöntäaineita

(Phenoxyethanol, Methyl-,ethyl-,butyl-,propyl, isopropylparaben)

## CE-merkit:

neodisher MediZym vastaa Euroopan direktiivin 93/42/EC lääketieteellisille tuotteille säädetyjä lakeja ja asetuksia.

## Säilytysohjeet:

Varastoi viileässä, mutta varo jäätymistä. Käyttöikä 2 vuotta oikein varastoituna.

## Varoitukset ja

## turvallisuusohjeet:

neodisher MediZym ei ole luokiteltu vaarallisten aineiden direktiivin 1999/45 EC mukaan.

Pakkaus hävitetään tyhjänä ja suljettuna. Aineen jäämät hävitetään

käyttöturvallisuustiedotteen ohjeen mukaan.

Kattavampaa informaatiota löytyy EC-turvallisuustiedotteesta. Ne ovat saatavissa verkkosivuilta [www.clinichem.fi](http://www.clinichem.fi).

MB 4040 FIN/2-4  
12/06



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Yllä oleva informaatio perustuu valmistajan tämänhetkisiin tietoihin koskien tuoteturvallisuutta. Se ei kuitenkaan takaa tuotteelle mitään tiettyjä ominaisuuksia.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

# neodisher® MediZym

Nestemäinen, pH-neutraali puhdistusaine erikoispesukoneisiin



Valmistaja:

Chemische fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg ja neodisher tavaramerkin omistaja

Maahantuonti ja jälleenmyyjä:

**Clinichem** 

Clinichem Oy Ltd.  
Hallitie 12, 47400 Kausala  
[www.clinichem.fi](http://www.clinichem.fi)  
[myynti@clinichem.fi](mailto:myynti@clinichem.fi)

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä tekstistä. 12/2011



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG    Telefon: (040) 789 60 - 0    E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Mühlentagen 85, D - 20539 Hamburg    Telefax: (040) 789 60 - 120    Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)  
Yllä oleva informaatio perustuu valmistajan tämänhetkisiin tietoihin koskien tuoteturvallisuutta.  
Se ei kuitenkaan takaa tuotteelle mitään tiettyjä ominaisuuksia.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.